

Anticorpo Policlonal Anti-Etv5 Para Wb E Elisa - P41161

Número do item: CM0022628



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ETV5 para aplicações de WB e ELISA. Reconhece a proteína ETV5/ERM humana, de camundongo e de rato (58 kDa), um fator de transcrição de ligação ao DNA envolvido na regulação gênica. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERM; ETV5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2119
GeneID	2119
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-510 da proteína ETV5 humana (P41161).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P41161
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo