

Anticorpo Policlonal Anti-Etv6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41212

Número do item: CM0022680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ETV6 (TEL) humano para WB, IHC-P, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. ETV6 é um repressor transcripcional envolvido na hematopoiese e transformação maligna. Ideal para estudos de câncer e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	ETV6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TEL; THC5; TEL/ABL; ETV6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2120
GeneID	2120
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de ETV6 humano (NP_001978.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41212
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo