

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Etv6 Para Wb, Elisa - P41212

Número do item: CM0016566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ETV6 humano (TEL), um repressor transcricional validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; 53kDa. Ideal para pesquisa em hematopoiese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TEL, THC5, TEL/ABL, ETV6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2120
ID do Gene	2120
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do ETV6 humano (NP_001978.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41212
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo