


Anticorpo Policlonal Anti-Etv7 Para Wb, Elisa - Q9Y603

Número do item: CM0026032



introdução

ETV7 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para detecção de ETV7 humano em WB, ELISA. Validado para uso em pesquisa, direcionado ao fator de transcrição ETV7 envolvido na regulação gênica hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51513
GeneID	51513
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do ETV7 humano (NP_057219.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y603
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo