

Anticorpo Policlonal Anti-Eva1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M9

Número do item: CM0027882

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EVA1A humano (FAM176A/TMEM166) para WB, IHC-P, ELISA. Regula a autofagia e apoptose. Reage com humano, rato, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EVA1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAM176A; TMEM166; EVA1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84141
GeneID	84141
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-152 do EVA1A humano (NP_115557.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H8M9
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de Gelo