

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Exoc2 Para Wb, Elisa - Q96Kp1

Número do item: CM0007095

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a EXOC2 humano (componente 2 do complexo exocisto, Sec5). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar exocitose e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55770
ID do Gene	55770
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KP1
Peso da Proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo