

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Exoc2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Kp1

Número do item: CM0023926

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a EXOC2/Sec5, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudos do complexo exocisto e tráfego de vesículas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55770
GeneID	55770
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96KP1
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de gelo