

Anticorpo Monoclonal Anti-Exoc3 Para Wb, Elisa - O60645

Número do item: CM0003251

introdução

EXOC3 Rabbit mAb (O60645) é um anticorpo monoclonal validado para WB, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Investigue a ancoragem de vesículas e a secreção mediada pelo complexo exociste no transporte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC3 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Espécie	Humano
GeneID	11336 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 650-745 da EXOC3 humana (O60645)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60645
Peso Molecular da Proteína	86kDa
Transporte	Bolsa de gelo