

Anticorpo Policlonal Anti-Exoc3 Para Wb, Elisa - O60645

Número do item: CM0027682

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EXOC3 humano (Sec6), um componente do complexo exocisto. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA em pesquisas de exocitose e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11336
ID do Gene	11336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 396-745 do EXOC3 humano (NP_009208.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60645
Peso Proteico	86 kDa
Remessa	Saco de gelo