

Anticorpo Policlonais Anti-Exoc4 Para Wb E Elisa - Q96A65

Número do item: CM0013048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-EXOC4 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo o componente Sec8 do complexo exocisto em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa em exocitose e transporte proteico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC4 Coelho pAb
Observações/Apelido	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	60412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da EXOC4 humana (NP_068579.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A65
Peso Proteico	110kDa
Envio	Bolsa de gelo