

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Exoc5 Para Wb E Elisa - 000471

Número do item: CM0029421

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a EXOC5 humana, um componente chave do complexo exocisto. É validado para WB e ELISA e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, tornando-o adequado para estudar a ancoragem e secreção de vesículas exocíticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10640
ID do Gene	10640
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-610 da EXOC5 humana (NP_006535.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00471
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de Gelo