


Anticorpo Policlonal Anti-Exosc10 Para Wb E Elisa - Q01780

Número do item: CM0023895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EXOSC10 humano, validado para WB e ELISA. Visa o componente do exossomo de RNA envolvido no processamento de RNA, reparo de DNA e função de células imunes. Reage com humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10
Espécie	Humano
GeneID	5394
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 586-885 do EXOSC10 humano (NP_001001998.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01780
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco de gelo