

Anticorpo Policlonal Anti-Exosc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13868

Número do item: CM0014200



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EXOSC2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo o componente do complexo exossomo envolvido no processamento e degradação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23404
GeneID	23404
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13868
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo