

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Exosc3 Para Wb, Elisa - Q9Nqt5

Número do item: CM0013923



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a EXOSC3 (RRP40/p10), um componente central do exossoma de RNA. Validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	EXOSC3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51010
GeneID	51010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 da EXOSC3 humana (NP_057126.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQY5
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Transporte	Saco de gelo