


Anticorpo Monoclonal Anti-Exosc7 Para Wb, Elisa - Q15024

Número do item: CM0003207



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EXOSC7 humano (Q15024), adequado para Western blot e ELISA. Detecta EXOSC7 humano e de camundongo, uma subunidade não catalítica do complexo exossomo de RNA. Ideal para pesquisa de processamento e degradação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC7 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Espécie (Alvo)	Humano
GeneID (Humano)	23016
GeneID	23016
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EXOSC7 humano (Q15024))
Fonte (Hospedeiro)	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15024
Peso Molecular da Proteína	32kDa
Envio	Em saco de gelo