


Anticorpo Policlonal Anti-Exosc7 Para Wb, Elisa - Q15024

Número do item: CM0027695



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EXOSC7 humano (RRP42), para aplicações de WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. O alvo é um componente não catalítico do complexo exossomo de RNA envolvido no processamento e degradação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23016
ID do Gene	23016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-291 do EXOSC7 humano (NP_055819.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15024
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo