

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Exosc8 Para Wb, Elisa - Q96B26

Número do item: CM0030470



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-EXOSC8 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o componente do exossomo RRP43, envolvido no processamento e degradação de RNA. Ideal para pesquisa com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC8 Rabbit pAb
Observações/Alias	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11340
ID do Gene	11340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-276 da EXOSC8 humana (NP_852480.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q96B26
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo