

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Exportina 2 (Xpo2) Para Wb E Elisa - P55060

Número do item: CM0002332

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Exportina 2 (XPO2/CSE1L), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Este anticorpo detecta a proteína Exportina 2 humana e de camundongo (110 kDa) e é uma ferramenta essencial para investigar os mecanismos de transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Exportina 2 (XPO2)
Observações/Apelido	CAS; CSE1; XPO2; Exportina 2 (XPO2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1434
ID do Gene	1434
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 872-971 da Exportina 2 humana (XPO2) (P55060)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55060
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de Gelo