

Anticorpo Policlonal Anti-Exportin 5 (Xpo5) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Hav4

Número do item: CM0028394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Exportin 5 (XPO5) adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. 136kDa, imunogênio aa 925-1204. Crítico para a exportação nuclear de miRNA e dsRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Exportin 5 (XPO5) pAb de Coelho
Observações/Apelido	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57510
GeneID	57510
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 925-1204 da Exportin 5 humana (NP_065801.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HAV4
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Saco de gelo