

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Exportina 5 (Xpo5) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hav4

Número do item: CM0011658



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Exportina 5 (XPO5) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA e com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de exportação nuclear e biologia de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Exportina 5 (XPO5) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	exp5; Exportina 5 (XPO5)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	57510
GeneID	57510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Exportina 5 (XPO5) humana (Q9HAV4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HAV4
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Bolsa de gelo