

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Exportina-6 (Xpo6) Para Wb E Elisa - Q96Qu8

Número do item: CM0015690

introdução

O pAb de Coelho XPO6 detecta a Exportina-6 em amostras humanas e de camundongo via WB e ELISA. Ideal para estudos de transporte nuclear e dinâmica de actina. Anticorpo policlonal produzido contra fragmento recombinante da XPO6 humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho XPO6
Observações/Alias	EXP6; RANBP20; XPO6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23214
GeneID	23214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-530 da XPO6 humana (NP_055986.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96QU8
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Bolsa de gelo