

Anti-Ext1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q16394

Número do item: CM0021585



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra exostosina-1 humana (EXT1), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudar a biossíntese de sulfato de heparano e exostoses múltiplas hereditárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2131
ID do Gene	2131
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do EXT1 humano (NP_000118.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q16394
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo