

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ext1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16394

Número do item: CM0020396



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho EXT1 (pAb) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Alvo: exostosina-1, uma subunidade co-polymerase de sulfato de heparan crucial para o alongamento de glicanos e homeostase da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho EXT1
Observações/Apelido	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2131
GeneID	2131
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 467-746 do EXT1 humano (NP_000118.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16394
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo