

Anticorpo Policlonal Anti-Ext2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q93063

Número do item: CM0022382



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EXT2 humano (exostosina-2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de HS e exostoses múltiplas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SOTV; SSMS; EXT2
Espécie	Humano
ID do Gene	2132
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-340 do EXT2 humano (NP_000392.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93063
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco com gelo