

Anti-Eya1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99502

Número do item: CM0030530

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EYA1, um co-ativador de transcrição e fosfatase envolvido no reparo de DNA e organogênese. Validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EYA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BOP; BOR; BOS1; OFC1; EYA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2138
ID do Gene	2138
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do EYA1 humano (NP_000494.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99502
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo