


Anti-Eya3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q99504

Número do item: CM0030518



introdução

Anti-EYA3 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a fosfatase de proteína EYA3, um regulador chave na reparação de DNA e transcrição. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EYA3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EYA3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2140
GeneID	2140
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do EYA3 humano (NP_001981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99504
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco com gelo