


## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Eya3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99504

Número do item: CM0017712



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade direcionado à fosfatase humana EYA3 (UniProt Q99504). Validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Reatividade cruzada confirmada com rato. Ideal para estudar vias de reparo de danos ao DNA, regulação da transcrição e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb Coelho EYA3                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | EYA3                                                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 2140                                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 2140                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da EYA3 humana (NP_001981.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q99504                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                                |