

Anticorpo Policlonal Anti-Ezh1 Para Wb E Elisa - Q92800

Número do item: CM0028250



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho EZH1 validado para WB e ELISA, detectando EZH1 humano, de rato e de camundongo. Este anticorpo tem como alvo uma histona metiltransferase crítica para a repressão transcricional e manutenção de células-tronco embrionárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho EZH1
Observações/Apelido	KMT6B; EZH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2145
GeneID	2145
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-280 do EZH1 humano (NP_001982.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92800
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de Gelo