


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ezh2/Kmt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

Número do item: CM0016830



### introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao EZH2/KMT6 humano (aa 1-250). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa epigenética e em câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho EZH2/KMT6                                                                                                          |
| Observações/Apelido | WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 2146                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do EZH2/KMT6 humano (NP_001190176.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                               |
| SWISS               | Q15910                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 85kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                     |