


Anticorpo Policlonal Anti-Ezrin/Radixin/Moesin Para Wb E Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número do item: CM0019318



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa Ezrin, Radixin e Moesin (família ERM). Validado para Western blot (WB) e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas de membrana-citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ezrin/Radixin/Moesin pAb de Coelho
Observações/Apelido	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Ezrin/Radixin/Moesin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 487-586 do Ezrin/Radixin/Moesin humano (NP_003370.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso da Proteína	23-71 kDa
Envio	Saco com gelo