


Anticorpo Policlonal Anti-F13A1 Para Wb, If-P, Elisa - P00488

Número do item: CM0012896



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia A do fator XIII de coagulação (F13A1) para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Estabiliza coágulos de fibrina através da atividade transglutaminase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	F13A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	F13A; F13A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2162
GeneID	2162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-732 do F13A1 humano (NP_000120.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00488
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo