

Anticorpo Policlonal Anti-F2RL3 Para Wb, Elisa - Q96Ri0

Número do item: CM0029989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o recetor ativado por proteinase 4 (F2RL3/PAR4) humano para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização de trombina e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	F2RL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAR4; F2RL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9002
ID do Gene	9002
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-150 do F2RL3 humano (NP_003941.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Ri0
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo