

Anti-F4/80 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61549

Número do item: CM0005472

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho F4/80 para uso em WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Suporta estudos de biologia de macrófagos, adesão celular e desenvolvimento de células T reguladoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	F4/80 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2015
GeneID (Camundongo)	13733
Imunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo