

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-F4/80 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q61549

Número do item: CM0022110

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao F4/80 (EMR1) de camundongo, um GPCR de adesão específico de macrófagos. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com F4/80 humano. Ideal para estudos de interação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	F4/80 Rabbit pAb
Observações/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2015
ID do Gene	13733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 367-645 do F4/80 de camundongo (NP_034260.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo