

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fa2H Para Wb, Elisa - Q7L5A8

Número do item: CM0015859

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ácido graxo 2-hidroxilase humano (FA2H). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Apoiar pesquisas em metabolismo de esfingolipídios, função de tecido neural e formação da barreira cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FA2H Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
Espécie	Humano
ID do Gene	79152 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 95-170 do FA2H humano (NP_077282.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7L5A8
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo