

## Anticorpo Monoclonal Anti-Faah1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000519

Número do item: CM0012154

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FAAH1, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com FAAH1 humano, de camundongo e de rato (63 kDa). Ideal para pesquisas sobre sinalização endocanabinoide e lipídica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho contra FAAH1                                                                                             |
| Observações/Alíás   | PSAB; FAAH-1; FAAH1                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 2166                                                                                                                   |
| ID do Gene          | 2166                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-579 da FAAH1 humana (O00519). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                               |
| SWISS               | O00519                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 63 kDa                                                                                                                 |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                          |