

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Faah1 Para Wb, Elisa - 000519

Número do item: CM0015101

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a amida hidrolase de ácido graxo 1 (FAAH1), validado para Western blot e ELISA. Reage com FAAH1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa do sistema endocanabinoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAAH1 pAb de coelho
Observações/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Espécie	Humano
GeneID	2166
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-579 da FAAH1 humana (NP_001432.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00519
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de gelo