

Anticorpo Policlonais Anti-Faah2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Gmr7

Número do item: CM0024405

introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho FAAH2 para aplicações WB, IF/ICC, ELISA. Detecta FAAH2 humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos sobre metabolismo lipídico, sinalização endocanabinoide e atividade de amidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAAH2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AMDD; FAAH2
Espécie	Humano
ID do Gene	158584
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 323-532 da FAAH2 humana (NP_777572.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6GMR7
Peso Molecular da Proteína	58kDa
Transporte	Bolsa de gelo