

Anticorpo Policlonal Anti-Fabp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Número do item: CM0019326



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FABP1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína de ligação a ácidos graxos do fígado de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FABP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FABP1; FABPL; L-FABP; fatty acid binding protein 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2168
GeneID	2168
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FABP1 humano (NP_001434.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07148
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo