

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fabp1 Para Wb - P07148

Número do item: CM0003570



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a FABP1 humano (L-FABP), adequado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta FABP1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Está envolvido no transporte lipídico intracelular e na captação de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FABP1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FABPL; L-FABP; FABP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2168
ID do Gene	2168
Imunogeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FABP1 humana (P07148))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07148
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo