

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fabp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Número do item: CM0028745



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FABP1 (L-FABP) humano para detecção em Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo lipídico e função hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FABP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2168
GeneID	2168
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 da FABP1 humana (NP_001434.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07148
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de gelo