

Anticorpo Policlonal Anti-Fabp12 Para Wb, Elisa - A6Nfh5

Número do item: CM0025921

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-FABP12 validado para WB e ELISA. Reconhece FABP12 humano e de rato, uma proteína de transporte lipídico expressa em retinoblastoma. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho FABP12
Observações/Apêndice	FABP12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	646486
GeneID	646486
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do FABP12 humano (NP_001098751.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	A6NFH5
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo