


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fabp3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05413

Número do item: CM0028565



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FBP3 humano, também conhecido como H-FABP ou MDGI. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano e camundongo. Peso molecular: 15kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FABP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
Espécie	Humano
GeneID	2170
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05413
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo