


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fabp5 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q01469

Número do item: CM0004725



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho FABP5 validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA em amostras de Humano, Rato, Rato. Transportador de ácidos graxos de cadeia longa, endocanabinoides; envolvido na inflamação e diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FABP5 (mAb)
Observações/Apelido	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
Espécie	Humano
GeneID	2171
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do FABP5 humano (NP_001435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q01469
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Em saco de gelo