


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fabp5 Para Wb E Elisa - Q01469

Número do item: CM0015443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FABP5 humano (E-FABP), validado para WB e ELISA. Detecta FABP5 humano, de rato e de camundongo; transportador intracelular de ácidos graxos envolvido na inflamação e na diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho FABP5
Observações/Apelido	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2171
ID do Gene	2171
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do FABP5 humano (NP_001435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01469
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo