


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fab-Fabp5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01469

Número do item: CM0024740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FABP5 humano (E-FABP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de ácidos graxos, inflamação e diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FABP5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2171
GeneID	2171
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do FABP5 humano (NP_001435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01469
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo