


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fabp6 Para Wb, If-P, Elisa - P51161

Número do item: CM0028557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FABP6 (Gastrotropina/ILBP) humano validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de metabolismo enterohepático de ácidos biliares e apoptose em câncer de cólon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FABP6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
Espécie	Humano
GeneID	2172
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 da FABP6 humana (NP_001436.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51161
Peso da Proteína	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo