


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fabp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15540

Número do item: CM0017836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FABP7 humano (BLBP, B-FABP). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Detecta a proteína de ligação a lipídios cerebral de 15 kDa, essencial para o desenvolvimento do SNC. Adequado para estudos de neurobiologia e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FABP7 Rabbit pAb
Observações/alias	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
Espécie	Humana
GenelD (humano)	2173
GenelD	2173
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 da FABP7 humana (NP_001437.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Rato
SWISS	O15540
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo