


Anti-Fabpi (I-Fabp) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

Número do item: CM0007881



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra FABPI (I-FABP) humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de ácidos graxos intestinais e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	FABPI mAb de Coelho
Observações/Apelido	FABPI; I-FABP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2169
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do FABPI humano (P12104)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P12104
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo