


Anticorpo Policlonal Anti-Fabpi Para Wb, Elisa - P12104

Número do item: CM0024084



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FABPI humano (I-FABP), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta a proteína de ligação a ácidos graxos intestinais humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FABPI pAb de Coelho
Observações/Apelido	FABPI; I-FABP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2169
ID do Gene	2169
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 do FABPI humano (NP_000125.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12104
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo